

あなたの定位胸生検は以下の様に予定されています。


曜日 \_\_\_\_\_

日付 \_\_\_\_\_


時間 \_\_\_\_\_

場所 \_\_\_\_\_


レガシー メリディアンパーク メディカル センター



レガシー サーモンクリーク メディカル センター



レガシー グッド サマリティン メディカル センター



レガシー グッド サマリティン メディカル センター

1040 N.W. 22nd Ave. 下の階 ・ Portland, OR 97210  
503-413-8138

レガシー メリディアンパーク メディカル センター

19300 S.W. 65th Ave. ・ Tualatin, OR 97062  
503-692-7477

レガシー サーモンクリーク メディカル センター

2101 N.E. 139th St., Suite 150 ・ Vancouver, WA 98686  
360-487-1850

[www.legacyhealth.org/breasthealth](http://www.legacyhealth.org/breasthealth)



EMANUEL Medical Center	GOOD SAMARITAN Medical Center	MERIDIAN PARK Medical Center
MOUNT HOOD Medical Center	SALMON CREEK Medical Center	THE CHILDREN'S HOSPITAL Legacy Emanuel
LEGACY MEDICAL GROUP	LEGACY LABORATORY	LEGACY RESEARCH
		LEGACY HOSPICE

あなたの生検に関するお手伝い



BHC-0007


レガシー ヘルス



# 生検の理解

あなたの胸部X線写真の結果に基づいて、あなたの胸部の更なる情報を得るため、医師より生検をすることを勧められました。これは定位コア生検として知られる技術です。

定位コア生検は、通常の外科の生検よりも侵襲的でなく、身体組織のサンプルを採取できる方法です。この方法により短い回復時間で済み、胸に大きな傷を残すことはありません。



## 検査の前に

アスピリン、ビタミンE、または血液の抗凝結薬を使用している方は、検査の3日前にそれらの使用とお止めください。薬を止める前に、あなたのかかりの医師にご相談ください。他の通常の処方薬はそのままお使いください。

検査前は軽食のみお取りください。

快適な上下の服を着用してください。

生検の日にはタルカムパウダーやデオドラントの使用をお避けください。

付き添いの方と来られることをお勧めします。

## 検査中

定位コア生検中、あなたは胸がテーブルの穴を通して置かれている状態で、特殊にデザインされたテーブル(定位生検テーブル)にうつ伏せになります。胸部X線写真技術師が、あなたが出来るだけ快適であるよう確認します。その後、放射線技師と科学技術者がテーブルの下で作業ができる様にテーブルが上へ上がります。

検査中、あなたが快適でいられる様、ナースが側で付き添います。あなたの胸は所定の位置に固定され圧縮されます。一度正しい位置が定まると、出きるだけ体を動かさないことが重要です。異常のある胸のエリアが正しく中心に置かれていることを確認するために数セットのX線を撮ります。

「ステレオX線」と呼ばれるのは、写真を撮るたびに2つの角度から撮られるところにあります。最初のX線を撮り終えた後、コンピューターの補助と共に放射線技師が正確にどの部分に生検針を位置するかを判定します。ほとんどの患者の方は、この検査中固いテーブルによる軽い不快感を感じます。

身体組織のサンプルは生検針を通して採取されます。針が皮膚に入るのは1度のみです。放射線技師は、生検部分を局所麻酔薬で感覚を失わせます。その時、多少の痛みを伴う場合があります。局所麻酔が効き始めたら、放射線技師があなたの胸に生検針を挿入します。適切は位置を確認するために、もう1セットのステレオX線写真を撮ります。針の位置が確認されると、放射線技師



により生検サンプルを取り始めます。一度放射線技師が、適切にサンプルが採取されたことを確認すると、今後の目印になるため生検部分に非常の小さなマークを付けます。その後、生検針は取り外されます。

出血を防ぐため、コールドパックと圧力で生検部を押さえます。正しく回復するあめに皮膚に小さなテープを貼ることがあります。検査後の胸部X線が行われることがあります。

通常、バンドエイドで生検エリアをカバーします。生検後の胸のケア、また活動についての説明がされます。持ち帰りの説明書に、よくある質問が含まれています。全体の手順は約1時間半から2時間です。

生検サンプルは、組織を調べる病理学者に送られます。彼らにより、24時間から48時間以内にあなたの医師に結果が送られます。結果については、あなたの医師と話し合う必要があります。